


LIGAMENTOTAXOR

MONTAŻ



REGULOWANA DYSTRAKCJA



Design+photo: e-moncaux / Ref. 065 cl.12 - © AREX® - 2018

LIGAMENTOTAXOR

Regulowana dystrakcja!

Łatwy i szybki do założenia. Dwa możliwe sposoby montażu: z krótką lub długą plastikową prowadnicą



LIGAMENTOTAXOR. Skład zestawu:
Zestaw jednorazowy. Opakowanie sterylne.

- 2 prowadnice długie, zielone
- 2 prowadnice krótkie, niebieskie
- 2 druty Ø: 1.2 mm
- 1 drut Ø: 1.5 mm (do ramki "U")
- 2 sprężyny otwarte
- 4 zaślepki drutów Kirschnera
- 1 jednorazowy celownik



Jednorazowy celownik do równoległego wprowadzenia drutów.

Dystrybucja w Polsce

Good For You Medical
ul.Zielna 30
62-080 Lusowo
Tel. 532 537 340
medical@good-for-you.pl

CE 0459
Manufacturer:
AREX®


www.good-for-you.pl

LIGAMENTOTAXOR

Translacja w kierunku dłoniowym z użyciem 3-go drutu




Przed założeniem 3 drutu



Po założeniu 3 drutu

Należy pamiętać, że nadal możliwe jest dostosowanie trakecji Ligamentotaxora, nawet po umieszczeniu trzeciego drutu.

LIGAMENTOTAXOR



- Krótki spacer do palców o normalnym rozmiarze anatomicznym.
- Długi spacer dla dłuższych palców. Pozwala na lepszą widoczność stawu w rzucie bocznym podczas zdjęć Rtg.



Krótki film prezentujący LIGAMENTOTAXOR

www.arex.fr/QRc/AREX-LIGAMENTOTAXOR.mp4



Film z zastosowania kleszczy MANOTTE 1.6TB

Zaginanie / Cięcie / Zaciskanie

www.arex.fr/QRc/MANOTTE16TB.mp4